



お薬きちんと飲めていますか？

「お薬のんでね！」はお薬の飲み忘れ、飲みすぎを防止するロボットです。

お薬のんでね！



NEW

定価：¥98,000（税別）
 特価：2013-192525 特価：2015-005209
 装置本体 重量：2013-021828 薬剤ケース 重量：2013-021829（出冊中）

取り出し口LEDライト

光と音の促し効果で効果的な服薬支援
 服薬時間になると光と音でお知らせし、
 取り出し口から薬剤ケースが出てきます。

ホワイトボード

フェイスパネルにはホワイトボードマーカーで
 自由にメッセージを書く事ができます。
 服薬時間を書いたりお手紙を書いたり自由
 にお使い下さい。

鍵

コントロールパネルは鍵付きフェイスパネル内
 に格納されており、いたづらを防ぎます。

ケース

複数の薬を収納できる大容量薬剤ケース

付属の薬剤ケースは様々な薬を収納させるために、大容量設計としました。錠剤・粉薬はもちろん、ゼリー薬などに
 見られるスティック状の薬も収納できます。
 服用タイミングによって色分けし、お薬のセットを間違えにくいようにしています。

コントロールパネル

薬提供時間を簡単に設定できるコントロールパネル
 コントロールパネルは決定・上・下ボタンのみで設
 定も簡単！
 各提供時間は独立して時間設定ができるので生活
 リズムに合わせた服薬が可能です。

患者さんにこんな方いませんか？

- 最近物忘れがひどくなってきたな～
- あれ、お昼のお薬飲んだかなあ？
- 食事の時間がバラバラで薬を飲み忘れ・・・
- あれ、どの薬を飲めば良い？
- お薬を飲むと体が楽だからつい飲みじゃう・・・
- あの薬をもっと飲みたい・・・もっと飲まないで寝れない・・・

服薬支援機器「お薬のんでね！」のご使用で

「お薬のんでね！」は患者様はもちろん介護者やご家族の方にもメリットをもたらします。

患者様

服用忘れ防止
 過剰服用防止
 QOLの改善

介護者

服用忘れの記録
 負担軽減

ご家族のかた

服薬に関する
 心配事の減少

実際ご使用頂いた方のご家族様や介護スタッフ・医療スタッフの声

- 薬が強ど飲めていなかったが「お薬のんでね！」を使用するようになってからは服薬できるようになった。
- 毎日時間をかけてやっていた薬のセットが週1回で済むようになりヘルパーの業務負担も軽減し他利用者のケアに
 時間が使えている。
- 毎日電話で服薬を促している方に使って頂いたところ電話することなく自分で忘れず飲めるようになり、家族もケア
 マネージャーも安心してしている。
- お薬カレンダーでも管理していると重複服用が見られてたが「お薬のんでね！」を使いはじめたら、重複服用は完全
 になかった。

II その他の便利な機能

重複服用を防止するお薬ケース回収機能

お薬の重複服用を防ぐため、事前にお薬ケースが出てから回収する時間を60分・90分・120分・150分から選び設定する
 ことができます。

自由に録音できるアナウンス音

アナウンス音声は女性の声・男性の声・録音した声の3種類から選べます。
 録音は付属のマイクからその場で録音可能。普段から聞き慣れているご家族様や身近な方の声で服薬を促す事ができます。

取り忘れ防止のスヌーズ機能

設定された時刻に一時的に不在だった場合や、気づかなかった時の服薬忘れ防止のためにスヌーズ機能を搭載しました。
 設定時刻から1分・5分・10分の間隔で音声を流すことができます。ケースを取り出すまで、もしくはあらかじめ設定している
 ケースを回収する時間まで、繰り返し音声を再生します。

停電時や急にコンセントがはずれても安心

停電時やコンセントがはずれてもお薬が出てくるように単三電池を使用した内部補助電源があります。
 事前に本体底面にある電池ケースに単三電池6本をセットしておく事により機械の停止を防ぎます。

服薬状況の確認機能

コントロールパネルで9日分の服薬状況を確認できます。
 それぞれの服用タイミングで何時に服用したかが表示され、きちんとお薬を飲んでいるか確認するための便利な機能です。

*実際に機器を使用したい方向けに使用モニターも随時受け付けております。
 (数に限りが御座いますので使用までお時間を頂く場合もあります。)
 詳しくは販売元担当者までお問い合わせ下さい。

